


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Utp18 Pour Wb, Elisa - Q9Y5J1

Numéro d'article: CM0020818



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'UTP18 humain (WDR50), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier la biogenèse des ribosomes, le processome SSU et le traitement du pré-ARNr 18S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin UTP18
Remarques/Alias	WDR50 ; CGI-48 ; UTP18
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	51096
ID Gène	51096
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-260 de l'UTP18 humain (NP_057085.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5J1
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace