


Anticorps Polyclonal Anti-Utp6 Pour Wb, Elisa - Q9Nyh9

Numéro d'article: CM0019179



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UTP6 humain (HCA66), validé pour Western Blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et le traitement nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UTP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCA66; C17orf40; UTP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55813
GeneID	55813
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYH9
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace