

Anticorps Polyclonal Anti-Uvrag Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2Y5

Numéro d'article: CM0027727



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UVRAG humain (p63, VPS38). Validé pour des applications en Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'UVRAG endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour la recherche sur l'autophagie, le trafic membranaire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UVRAG Rabbit pAb
Remarques/Alias	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7405
GeneID	7405
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-699 de l'UVRAG humain (NP_003360.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2Y5
Poids protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace