

Anticorps Monoclonal Anti-B-Amyloïde Pour If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0010487



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la β -Amyloïde humaine (P05067). Validé pour IF-P, IHC-P, DB, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et l'analyse des plaques amyloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin anti- β -Amyloïde
Remarques/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	351
GenelD	351
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P05067
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace