

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-B-Amyloïde (1-40) Pour If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0006297



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant la β -Amyloïde (1-40), un peptide clé de la maladie d'Alzheimer. Validé pour IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour les études sur l'amyloïde et le traitement de l'APP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β -Amyloïde(1-40) mAb de lapin
Remarques/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloïde(1-40)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	351
GeneID	351
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 671-770 de la β -Amyloïde(1-40) humaine (NP_000475.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05067
Poids de la protéine	4kDa
Expédition	Sachet de glace