

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-B-Arrestine1 Pour Wb Et Elisa - P49407

Numéro d'article: CM0003072



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la β -arrestine1 humaine (ARRB1) pour Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la signalisation GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti- β -arrestine1
Remarques / Alias	ARRB1; ARR1; β -arrestine1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	408
GeneID	408
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de la β -arrestine1 humaine (P49407)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49407
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace