

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B-Arrestine1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Numéro d'article: CM0013360



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant β -arrestine1 (ARRB1/ARB1/ARR1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études de désensibilisation et d'internalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β -arrestine1, anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	ARB1 ; ARR1 ; β -arrestine1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	408
ID du gène	408
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 169-418 de la β -arrestine1 humaine (NP_004032.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P49407
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace