

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B-Caténine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0018015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti- β -Caténine (CTNNB1) validé pour Western blot, IHC, IF et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	β -Caténine Rabbit pAb
Remarques / Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Caténine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1499
GeneID	1499
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la beta Caténine humaine (NP_001895.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace