

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B-Caténine Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35222

Numéro d'article: CM0015102



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la β -Caténine humaine (CTNNB1), adapté pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte la β -Caténine endogène à partir d'échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β -Caténine Lapin pAb
Remarques/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Caténine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1499
ID de gène	1499
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 667-781 de la β -Caténine humaine (NP_001895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35222
Poids moléculaire	85kDa
Expédition	Sac de glace