

Ac Mab Anti-B-Trcp/Btrc De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Numéro d'article: CM0006350



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant ciblant le β -TrCP/BTRC humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le BTRC humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'ubiquitination et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β -TrCP/BTRC Lapin mAb
Remarques/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8945
GeneID	8945
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du β -TrCP/BTRC humain (NP_378663.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y297
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace