

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-B-Trcp/Btrc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Numéro d'article: CM0022862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre β -TrCP/BTRC (FWD1, FBXW1) humain pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la protéolyse médiée par l'ubiquitine, de la signalisation NF- κ B et Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β -TrCP/BTRC Rabbit pAb
Remarques / Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Espèce	Humain
GeneID	8945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de β -TrCP/BTRC humain (NP_378663.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y297
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace