


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Adrénargique B1 Pour Wb, Elisa - P08588

Numéro d'article: CM0022732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le récepteur adrénargique $\beta 1$ humain (ADRB1), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et neurologique dans les études de signalisation des RCPG et de la fonction cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur adrénargique $\beta 1$ pAc Lapin
Remarques/Alias	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; Récepteur adrénargique $\beta 1$
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	153
ID de gène	153
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du récepteur adrénargique $\beta 1$ humain (NP_000675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08588
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace