

Anticorps Monoclonal Anti-Vamp1 Pour Wb - P23763

Numéro d'article: CM0004954

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre VAMP1/synaptobrevine-1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche en neuroscience et sur le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAMP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	6843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 118 de la VAMP1 humaine (P23763)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23763
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace