

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vamp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

Numéro d'article: CM0025503

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant VAMP1 (synaptobrevine-1) pour les applications de Western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA. Réagit avec la VAMP1 humaine, murine et de rat (prédite ~13 kDa). Soutient la recherche sur le trafic vésiculaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAMP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAX1 ; SYB1 ; CMS25 ; SPAX1 ; VAMP-1 ; VAMP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6843
ID du gène	6843
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-96 de la VAMP1 humaine (NP_954740.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23763
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace