

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vamp2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

Numéro d'article: CM0008946



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VAMP2 de haute qualité pour les applications WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Réagit avec VAMP2 humain, murin, de rat. Convient pour la recherche sur l'exocytose des vésicules synaptiques et la fusion membranaire médiée par SNARE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAMP2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SYB2 ; VAMP-2 ; NEDHAHM ; VAMP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6844
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de VAMP2 humain (P63027)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63027
Poids moléculaire de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace