

Anticorps Polyclonal Anti-Vamp3/Cellubrevin Pour Wb Et Elisa - Q15836

Numéro d'article: CM0026881

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre VAMP3/Cellubrevin, adapté pour WB et ELISA. Reconnaît le VAMP3 humain, souris et rat. Cible le domaine N-terminal et détecte une bande de 11kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAMP3/Cellubrevin Lapin pAb
Remarques/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9341
ID de Gène	9341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 du VAMP3/Cellubrevin humain (NP_004772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15836
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace