

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vamp3/Cellubrevin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15836

Numéro d'article: CM0009332

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre VAMP3/cellubrevin humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude du trafic endosomal et du transport vésiculaire médié par les SNARE dans des environnements de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAMP3/Cellubrevin Rabbit mAb
Remarques/Alias	CEB ; VAMP3/Cellubrevin
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9341
GeneID	9341
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de VAMP3/Cellubrevin humain (Q15836).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15836
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sacheur de glace