

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vamp4 Pour Wb Et Elisa - 075379

Numéro d'article: CM0024962

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VAMP4 pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte le VAMP4 humain, souris et rat, une v-SNARE régulant la fusion des vésicules et le trafic membranaire. Idéal pour la recherche sur le complexe SNARE et la régénération musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAMP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8674
ID de Gène	8674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 du VAMP4 humain (NP_003753.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075379
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace