


Anticorps Polyclonal Anti-Vamp7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51809

Numéro d'article: CM0022914



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le VAMP7 humain (SYBL1/TI-VAMP), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Convient pour la recherche sur le trafic lysosomal et l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAMP7 Lapin pAb
Remarques/Alias	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6845
ID de gène	6845
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-70 du VAMP7 humain (NP_005629.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51809
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace