

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vamp8 Pour Wb, Elisa - Q9Bv40

Numéro d'article: CM0014650



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-VAMP8 (WB, ELISA) cible la protéine VAMP8 humaine (également connue sous le nom d'Endobrevin/EDB) avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Il est idéal pour étudier la fusion membranaire médiée par les SNARE, l'autophagie et l'exocytose des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAMP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDB ; VAMP-8 ; VAMP8
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	8673
ID du Gène	8673
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-75 de la VAMP8 humaine (NP_003752.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BV40
Poids Moléculaire Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace