


Anticorps Polyclonal Anti-Vapa Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0L0

Numéro d'article: CM0016356



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VAPA humain (VAP-A), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le VAPA endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur les sites de contact du RE et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	VAPA Lapin pAb
Remarques/Alias	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9218
GeneID	9218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-227 du VAPA humain (NP_919415.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9P0L0
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace