


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vapb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

Numéro d'article: CM0029769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VAPB adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le VAPB humain, souris et rat. Pour l'étude des sites de contact RE-endosome et de la UPR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAPB Lapin pAb
Remarques/Alias	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
Espèce	Humain
GeneID	9217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-222 du VAPB humain (NP_004729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95292
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace