

Anticorps Polyclonal Anti-Vash1 Pour Wb, Elisa - Q7L8A9

Numéro d'article: CM0024932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VASH1 humain (tubuliny-Tyr carboxypeptidase 1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris ; convient pour la recherche sur l'angiogenèse et les microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VASH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	22846
ID de Gène	22846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-365 du VASH1 humain (NP_055724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7L8A9
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace