

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vasp Pour Wb, Elisa - P50552

Numéro d'article: CM0011846



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la VASP humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine, de l'activation plaquettaire et de la migration cellulaire. Détecte une protéine de 40 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VASP Rabbit mAb
Remarques / Alias	VASP; phosphoprotéine stimulée par les vasodilatateurs
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	7408
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la VASP humaine (P50552)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humaine
SWISS	P50552
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace