

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vasp - P50552

Numéro d'article: CM0015398



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VASP de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le VASP humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la migration cellulaire, l'adhésion et l'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VASP Rabbit pAb
Remarques / Alias	VASP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7408
GeneID	7408
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du VASP humain (NP_003361.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50552
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace