


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vav1 Pour Wb, Elisa - P15498

Numéro d'article: CM0013715



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-VAV1 est validé pour le WB et l'ELISA, et présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation des GTPases Rho/Rac dans les cellules hématopoïétiques et pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAV1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VAV; VAV1
Espèce	Humain
GeneID	7409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 374-590 de VAV1 humain (NP_005419.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15498
Poids Moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace