


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vav2 Pour Wb Et Elisa - P52735

Numéro d'article: CM0022333



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-VAV2 validé pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. VAV2 est une GEF Rho impliquée dans l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] VAV2 Lapin pAb
Remarques/Alias	VAV-2; V2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7410
GenelD	7410
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 570-700 de VAV2 humaine (NP_001127870.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52735
Poids moléculaire	101kDa
Expédition	Sac de glace