


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vav2 Pour Wb, Elisa - P52735

Numéro d'article: CM0027600



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin VAV2 validé pour le Western blot et l'ELISA, reconnaissant le VAV2 humain, murin et de rat. Étudiez l'angiogenèse et la signalisation des GTPases Rho avec cet anticorps de haute qualité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VAV2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	VAV-2 ; VAV2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7410
GeneID	7410
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 570-700 du VAV2 humain (NP_001127870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52735
Poids Moléculaire Protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace