


Anticorps Polyclonal Anti-Vav3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukw4

Numéro d'article: CM0016604



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre VAV3, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le VAV3 humain et murin. Utile pour les études sur l'angiogenèse, la signalisation des intégrines et l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	VAV3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VAV3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10451
GeneID	10451
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 560-680 du VAV3 humain (NP_006104.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UKW4
Poids moléculaire protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace