


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vav3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukw4

Numéro d'article: CM0011925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre VAV3 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte VAV3 humain et murin, un GEF impliqué dans l'angiogenèse et la signalisation des intégrines. Idéal pour la recherche en biologie vasculaire et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VAV3 Rabbit mAb
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10451
ID du gène	10451
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de VAV3 humain (Q9UKW4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9UKW4
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac réfrigérant