


Anticorps Polyclonal Anti-Vbp1 Pour Wb, Elisa - P61758

Numéro d'article: CM0026710



Introduction

pAb de lapin anti-VBP1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Cible la sous-unité 3 de la préfoldine (protéine liant VHL 1) humaine et murine. Adapté à la recherche sur les chaperonnes et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-VBP1
Remarques / alias	PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7411
GeneID	7411
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-197 de la VBP1 humaine (NP_003363.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61758
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace