

Anticorps Monoclonal Anti-Vcam-1/Cd106 Pour Fc - P29533

Numéro d'article: CM0012405

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la VCAM-1 (CD106) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour analyser l'expression de la VCAM-1 endothéliale dans la surveillance immunitaire, l'inflammation et les études sur la moelle osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-VCAM-1/CD106 de souris
Remarques/Alias	CD106 ; Vcam-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7412
GeneID	22329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-310 de la VCAM-1/CD106 de souris (NP_035823.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29533
Poids protéique	38kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace