

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vcam-1/Cd106 Pour Wb Et Elisa - P29533

Numéro d'article: CM0019219

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CD106/VCAM-1 de souris pour les applications WB et ELISA. Spécifique de la souris, adapté aux études sur l'adhésion des cellules endothéliales, la migration des leucocytes et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD106 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD106; Vcam-1
Espèce	Souris
ID du gène	22329
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 310 de CD106 de souris. (NP_035823.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29533
Poids moléculaire	81 kDa
Expédition	Sac de glace