


Anticorps Polyclonal Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) Pour Wb, If-P, Elisa - P19320

Numéro d'article: CM0013821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VCAM1 validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec les protéines VCAM1 humaines et murines. Convient aux recherches sur l'adhésion des leucocytes, l'inflammation et la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VCAM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD106 ; INCAM-100 ; VCAM1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7412
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de VCAM1 humaine (NP_001069.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P19320
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace