

Anti-Vcam1 Rabbit Polymab® Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19320 / P29533

Numéro d'article: CM0002985



Introduction

VCAM1 Rabbit PolymAb® validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur l'adhésion endothélium-leucocyte et les voies de signalisation inflammatoires. - P19320 / P29533

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VCAM1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CD106; INCAM-100
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	7412
GeneID	7412/22329
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 640-739 du VCAM1 humain (P19320).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19320/P29533
Poids de la protéine	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace