


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vcp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55072

Numéro d'article: CM0003286



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le VCP humain (p97), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'ERAD, de la dynamique de l'appareil de Golgi, de la réparation de l'ADN et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VCP Rabbit mAb
Remarques/Alias	p97 ; TERA ; CDC48 ; FTDALS6 ; VCP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7415
Identifiant du gène	7415
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VCP humain (P55072)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55072
Poids moléculaire de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace