

Polymab® De Lapin Anti-Vdac 1/2/3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P21796 / P45880 / Q9Y277

Numéro d'article: CM0005419



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant VDAC1, VDAC2 et VDAC3 humains. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les mitochondries et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDAC 1/2/3 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	PORIN; VDAC-1
Espèce	Humain
GeneID	7416/7417/7419
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de VDAC 1/2/3 humain (NP_003366.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sachet de glace