

Anticorps Polyclonal Anti-Vdac1 / Porin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Numéro d'article: CM0012835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre VDAC1/Porin humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDAC1 / Porin pAb de lapin
Remarques/Synonymes	PORIN ; VDAC-1 ; VDAC1 / Porin
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de VDAC1 / Porin humain (NP_003365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21796
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Poche de glace