


Anticorps Polyclonal Anti-Vdac2 Pour Wb, Elisa - P45880

Numéro d'article: CM0023640



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VDAC2 humain (Porine 2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le canal ionique de la membrane mitochondriale externe et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VDAC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	POR; VDAC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7417
GeneID	7417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-309 du VDAC2 humain (NP_001171712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45880
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace