


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vdac2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45880

Numéro d'article: CM0024368



Introduction

VDAC2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Il reconnaît le canal ionique voltage-dépendant non sélectif VDAC2, une porine de la membrane externe mitochondriale impliquée dans le transport ionique et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDAC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	POR; VDAC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7417
GeneID	7417
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de la VDAC2 humaine (NP_003366.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45880
Poids protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace