

Anticorps Monoclonal Anti-Vdac3 (Validation Kd) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y277

Numéro d'article: CM0012691

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VDAC3 (validation KD) pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible le canal ionique de la membrane mitochondriale externe impliqué dans le transport et la fertilité masculine. SWISS : Q9Y277.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validation KD] VDAC3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	VDAC-3 ; HD-VDAC3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7419
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de VDAC3 humain (NP_005653.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y277
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace