

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vdac3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y277

Numéro d'article: CM0015611

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VDAC3 validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le VDAC3 humain et murin ; idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDAC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7419
GenelD	7419
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-283 du VDAC3 humain (NP_005653.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y277
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace