


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Vdr Pour Wb, Elisa - P11473

Numéro d'article: CM0003946



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant le VDR humain, validé pour le Western blotting et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la signalisation de la vitamine D3, de l'homéostasie du calcium et de la fonction du récepteur des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VDR Rabbit mAb
Remarques/Alias	NR1H1; PPP1R163; VDR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du VDR humain (NP_000367.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P11473
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace