


Anticorps Monoclonal Vdr De Lapin Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11473

Numéro d'article: CM0004245



Introduction

Anticorps monoclonal VDR de lapin validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le récepteur de la vitamine D3 (~48 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie calcique, la régulation transcriptionnelle et la signalisation des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDR Rabbit mAb
Remarques / Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Espèce	Humain
GeneID	7421
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11473
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace