


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vdr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11473

Numéro d'article: CM0021551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le VDR humain (récepteur de la vitamine D3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la transcription médiée par la vitamine D3 et de l'homéostasie calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VDR Rabbit pAb
Remarques/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Espèce	Humain
GeneID	7421
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VDR humain (NP_000367.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11473
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sachet de glace