

Anticorps Polyclonal Anti-Ve Cadherin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P33151

Numéro d'article: CM0015601

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la VE-cadhérine humaine (CDH5, CD144) pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Détecte la VE-cadhérine humaine et murine, adapté pour la recherche en biologie des cellules endothéliales et vasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VE Cadherin Rabbit pAb
Remarques/Alias	7B4; CD144; VE Cadherin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1003
GeneID	1003
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 621-784 de la VE Cadherin humaine (NP_001786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P33151
Poids Protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace