

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ve-Cadhérine Pour Wb, Elisa - P33151

Numéro d'article: CM0018698

Introduction

VE Cadherin Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin, validé pour WB et ELISA. Il réagit avec la VE-Cadhérine (CD144) humaine et murine, une protéine d'adhésion endothéliale clé (SWISS P33151).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VE Cadherin Rabbit pAb
Remarques / Alias	7B4; CD144; VE Cadherin
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1003
GenelD	1003
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 259-358 de la VE-Cadhérine humaine (NP_001786.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P33151
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace