

Anticorps Monoclonal Anti-Ve-Cadhérine Rabbit Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P33151 / P55284

Numéro d'article: CM0002778

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute qualité ciblant la VE-Cadhérine (CDH5). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Soutient la biologie des cellules endothéliales et la recherche vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VE-Cadhérine Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	7B4; CD144
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1003
Identifiant du gène	1003/12562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 259-358 de la VE-Cadhérine humaine (NP_001786.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33151/P55284
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace