


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Vegf-D Pour Wb, Elisa - O43915

Numéro d'article: CM0003564



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le VEGF-D (FIGF) humain pour le Western blot et l'ELISA. Il réagit de manière croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend adapté aux études sur l'angiogenèse, la lymphangiogenèse et la perméabilité vasculaire entre différentes espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGF-D Rabbit mAb
Remarques / Alias	FIGF; VEGF-D
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2277
GeneID	2277
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du VEGF-D humain (O43915)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43915
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace