


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegf-D Pour Wb Et Elisa - O43915

Numéro d'article: CM0017929



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-VEGF-D cible le facteur de croissance endothélial vasculaire D humain (FIGF), idéal pour le WB et l'ELISA. Cet anticorps accompagne la recherche sur l'angiogenèse et la lymphangiogenèse, fabriqué pour une performance constante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGF-D Rabbit pAb
Remarques / Alias	FIGF; VEGF-D
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2277
GenelD	2277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-220 du VEGF-D humain (NP_004460.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43915
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace